

# 化霧器 • 抽痰機

家用、醫院用、旅行用的藥物  
化霧器及抽痰機



**HOME CARE** 康家醫療有限公司  
THE HOMECARE MEDICAL LTD.  
Total Solutions for Sleep Apnea

九龍總公司熱線：2402-2188  
港島陳列室電話：2882-7922  
尖沙咀陳列室電話：2992-0226



## 九龍總公司

荔枝角青山道501-503號國際工業大廈1樓全層  
(荔枝角港鐵站C出口)  
電話：(852)2402-2188 傳真：(852)2411-2323



## 港島陳列室

銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心13樓1306室  
(銅鑼灣港鐵站F出口)  
電話：(852)2882-7922 傳真：(852)2882-7911



## 尖沙咀陳列室

尖沙咀堪富利士道3-3A號時財商業大廈10樓B室  
(尖沙咀港鐵站A2出口)  
電話：(852)2992-0226 傳真：(852)2992-0079

網頁：www.homecare-medical.com



全球首創  
安全、易用、效果顯著  
具美國FDA認可其療效

**HOME CARE** 康家醫療有限公司  
THE HOMECARE MEDICAL LTD.  
Total Solutions for Sleep Apnea

九龍總公司熱線：2402-2188  
港島陳列室電話：2882-7922  
尖沙咀陳列室電話：2992-0226







# 中耳通

是一具治療中耳問題的嶄新醫療儀器，比傳統的醫療方法更為安全、簡單及有效。

無須服藥及承受手術風險，中耳通的療效更具FDA認可，為患有中耳問題的人仕提供了一個方便及高效能的新方法。特別對於患中耳問題的年幼小孩，中耳通為家長們省卻了不少顧慮及煩惱。

## 中耳通的操作原理

中耳通所產生的氣流先由鼻孔進入（如圖一），同時配合吞嚥的動作，令氣流通進耳咽管（如圖二），使積水排走及舒緩耳內的負壓力。



一  
氣流由鼻孔進入



二  
配合口嚥的動作，使氣流進入耳咽管，使中耳得到通風及舒緩耳內的負壓力。

## 用途廣泛

成人小童均合用。用途之廣包括：

- 中耳積水
- 中耳炎
- 耳咽管功能障礙
- 因飛機升降或潛水時氣壓變化而產生的耳內負壓現象

## 抽痰機

美國 *DeVilbiss*®  
型號 7305P-I



- 輕巧，僅重6.3磅
- 體積：9" x 7" x 8"
- 吸力可調較80-550mmHg
- 氣流速0.0-27LPM
- 連同800cc盛痰器
- 自動調較100-240VAC
- 內置120VDC儲電池
- 配有精緻旅行袋

## 家用型藥物化霧器

美國 *DeVilbiss*® *PulmoNeb*®  
型號 3655IX

- 壓縮空氣型
- 僅重4.1磅
- 霧粒小於5微米



美國 *DeVilbiss*® *Traveler*

- 壓縮空氣型
- 僅重0.8磅
- 國際電壓
- 可用充電電池，電量高達45分鐘
- 霧粒小於5微米



## 醫院用型藥物化霧器

美國 *DeVilbiss*® *PulmoAide*®  
型號 5650I

- 壓縮空氣型
- 重3.5千克（7磅）
- 每分鐘可化多於0.15-0.35藥水
- 霧粒小於0.5-5微米



美國 *DeVilbiss*® *Ultra-Neb*®  
型號 U3000

- 超聲波型
- 重3.5千克
- 適合上呼吸道長期需要
- 濕潤病者使用
- 霧粒小於4微米

