

專業指導

感受治療新體驗

卓越的一站式個人跟進服務

由測試到治療，您需要一間專業可靠的醫療中心給你完善的跟進，才能時刻確保您得到最安全、精準的醫療服務。

我們每一環的醫療儀器服務，均由接受過儀器製造商嚴格訓練的技術員及產品指導員負責，確保每一個細節都準確無誤；有系統的支援團隊，更能為您提供及時及貼心的個人服務。

個人跟進服務範圍包括：

儀器基本保養

(由儀器製造商訓練的技術員進行)

1. 每半年內部組件消毒清潔服務
2. 每年例行檢查，校正機件因長時間操作後有可能產生的偏差。



治療跟進

1. 當您懷疑自己病情有變時，客戶專員會為您按醫生的新處方重新調整呼吸機設定。
2. 當使用呼吸機時遇上不適或困難，我們會先了解您的情況，然後提供適合您的個人指引，糾正任何使用上的錯誤及提供更多優化治療的方法。
3. 當生產商發出產品回收或軟件更新通告時，我們會立刻聯絡您作相對應的回收或更新安排。
4. 我們會按您的需要，為您提供詳細治療報告及血氧測試等治療評估，監控治療成效。

技術支援

所有技術支援，如維修及產品操作指導，均由儀器製造商訓練的技術員及產品專員提供，務必正確合規。

卓越周全 - 兩年免費香港原廠保養

- 安裝及用機指導
- 檢查及清洗內部機件 *
- 維修及更換零件，維修期內提供免費借用機 **
- 血氧測試，評估治療功效 ***
- 下載用機報告，並由專人講解及評估用機狀況
- 24小時緊急服務熱線

* 此服務兩年內可享用10次 (敬請自行預約)。

** 此服務不適用於人為造成的損毀。

*** 購買固定氣壓呼吸機可享1次; 自動機及自動雙氣壓機可享6次。



康家醫療於1993年成立，為各大政府及私營醫院、診所及多家醫療集團的睡眠窒息症患者提供一站式的個人專業醫療服務。

擁有超過25年的醫療服務經驗，並持有多項的專業認證資格，確定了康家醫療的嚴謹服務態度及高水準的專業地位。

公司認證：

1. 香港衛生署表列醫療儀器進口商 (表列號碼: IMP080001)*。
*進口商獲表列並不表示其醫療儀器產品獲表列
2. 我們提供的睡眠呼吸機為香港衛生署表列儀器 (HKMD No.: 140002, HKMD No.: 130327)，機身全貼上表列號碼鐳射貼紙。
3. 儀器製造商代理授權証，確認我們擁有相關技術及知識提供安全正確的產品支援及指導。

團隊專業性：

1. 由國際認可睡眠醫學技師RPSGT (由美國 BRPT 頒發此專業資格) 負責公司營運管理及監察，服務水準達世界級水平。
2. 技術員及產品指導員均有接受恆常的儀器製造商最新培訓，擁有最新最正確的產品知識及技術提供準確安全的醫療服務。
3. 業務策劃代表不時出席相關的本地及海外醫學會議，確保服務規劃能跟最新醫療準則接軌。

有提供睡眠窒息症診療服務的醫院/醫療中心：

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| • 嘉諾撒醫院 | • 香港大學 | • 明愛醫院 |
| • 香港安醫院-司徒拔道 | • 大口環根德公爵夫人兒童醫院 | • 屯門醫院 |
| • 明德國際醫院 | • 東區尤德那打素醫院 | • 葵涌醫院 |
| • 港怡醫院 | • 律敦治醫院 | • 瑪嘉烈醫院 |
| • 香港安醫院-荃灣 | • 東華東院 | • 仁濟醫院 |
| • 寶血醫院 | • 瑪麗醫院 | • 雅麗氏何妙齡那打素醫院 |
| • 聖德肋撒醫院 | • 東華醫院 | • 北區醫院 |
| • 播道醫院 | • 基督教聯合醫院 | • 威爾斯親王醫院 |
| • 香港浸信會醫院 | • 九龍醫院 | • 沙田醫院 |
| • 聖保祿醫院 | • 廣華醫院 | • 大埔醫院 |
| • 仁安醫院 | • 伊利沙伯醫院 | • 博愛醫院 |
| • 養和醫院 | • 東華三院舊大仙醫院 | • 及其他私家診所、醫療集團 |
| • 香港中文大學 | • 麗寶醫院 | |



美國 BRPT 頒發國際認可睡眠醫學技師 RPSGT 証書

▶ 衛生署表列醫療儀器進口商 (表列號碼: IMP080001)*

*進口商獲表列並不表示其醫療儀器產品獲表列



荔枝角總公司

(荔枝角港鐵站A出口)
荔枝角長裕街15號永明工業中心4樓1-3室
電話: (852)2402-2188 傳真: (852)2411-2323

尖沙咀陳列室

(尖沙咀港鐵站A2出口)
尖沙咀堪富利士道3-3A號時財商業大廈10樓B室
電話: (852)2992-0226 傳真: (852)2992-0079

銅鑼灣陳列室

(銅鑼灣港鐵站F1出口)
銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心12樓1206室
電話: (852)2882-7922 傳真: (852)2882-7911

選擇安全合適的睡眠呼吸機

正視 睡眠窒息症

由於身體每晚睡眠時都出現缺氧的問題，如果不及早治療，有可能會導致：

- | | |
|--------------|----------------|
| • 中風 | • 心律不正 |
| • 糖尿病 | • 心血管病 |
| • 高血壓 | • 胃酸倒流 |
| • 青光眼 | • 脾氣暴躁 |
| • 腦退化症(老人痴呆) | • 精神難以集中 |
| • 記憶力減退 | • 人際關係變差 |
| • 情緒病 | • 婚姻生活欠美滿 |
| • 性功能減退 | • 增加工業或交通意外的風險 |


一線治療 睡眠呼吸機

連續正氣壓睡眠呼吸機是治療睡眠窒息症最有效的方法。多項醫學研究已證明其效果顯著，使用後可即時解決窒息、缺氧及大鼻鼾聲問題，並大大提昇睡眠質素。呼吸機操作根據物理學原理，為呼吸道輸入正氣壓，防止呼吸道收窄，令空氣能暢通無阻地進入肺部，阻止窒息的情況出現。

不含任何藥物成分及副作用。只須每次睡覺時使用，便能保持呼吸道暢通。



受阻塞的呼吸道



暢通的呼吸道

睡眠呼吸機的優點：

1. 能完全解決所有窒息問題
2. 由於不含藥物成分，長期使用不會有副作用

睡的般系列

睡的般系列衛生署醫療儀器表列號碼 (HKMD No.: 140002)

sleepcube series



香港唯一代理商
香港原廠代理保養





美國製造

DeVilbiss HEALTHCARE

產品特徵

- SmartFlex 智易呼**
個人化舒適氣壓調節系統
準確追蹤及模擬您的呼吸節奏及速度，作出適當的氣壓調整，使你呼吸更感暢通自然。
- SmartCode 智醒碼 (全球首創)**
遙距監測系統
將呼吸機屏幕上顯示的智醒碼輸入到網站 www.intellipap.com，能即時讀取多項用機數據及分析圖表。
- SmartLink 智能記憶**
大容量儲存、高達120日數據。
詳盡報告，更能錄取同步血氧情況，所有資料一目瞭然。
- 暖風加湿系統**
一體化加湿器令輸出的風溫暖滋潤，解決鼻乾問題及舒緩冷風引致的不適。



(產品規格)

- 由美國呼吸機名廠 DeVilbiss Healthcare 生產。
- 火牛內置於主機內，真正一體化，方便外出攜帶。
- 體積細小輕巧，9.1 x 16.2 x 17.7 厘米，僅重1.25公斤。
- 非常寧靜，只26分貝。



睡眠呼吸機售價及租金

型號	類別	租機	買機
DV57	高階級 (自動雙氣壓)	每月 \$1,500 按金 \$3,000	原價 \$26,000 折價 \$22,000
DV54	中階級 (自動調壓)	每月 \$1,300 按金 \$2,000	原價 \$18,800 折價 \$15,980
DV53	基本級 (固定氣壓)	每月 \$700 按金 \$1,000	原價 \$9,800 折價 \$8,500
DV51	基本級 (固定氣壓)	每月 \$600 按金 \$1,000	原價 \$6,800 折價 \$6,120

藍爵系列

藍爵系列衛生署醫療儀器表列號碼 (HKMD No.: 140002)

DeVilbiss BLUE series



香港唯一代理商
香港原廠代理保養



美國製造

DeVilbiss HEALTHCARE

產品特徵

- 新手機 / 個人電腦無線通訊系統**
藍牙連接，即時收看呼吸機用後數據。
 - 支援 Android 及 iOS 手機用戶
 - 亦可與個人電腦進行遠程連接
- 連接藍牙血氧監測儀**
內置藍牙功能，可以連接到指定藍牙血氧監測儀，記錄長達100小時的血氧數據，以作分析報告之用。數據亦可實時顯示在呼吸機屏幕上。
- SmartCode 智醒碼 (加強版)**
遙距監測系統
只須輸入醫療人員提供的 智醒碼Rx，便可調整呼吸機的度數設定，使您不須攜帶呼吸機到醫療中心也可處理度數事宜。
- 斬新系統 偵察力更強大**
有別於傳統的睡眠呼吸機只能處理阻塞性的睡眠窒息，新系統與哈佛大學教授 Robert J. Thomas 共同研發，能偵測更多複雜的情況包括中樞性窒息、混合性窒息、呼吸活動相關覺醒 (RERA) 及 陣發性呼吸 (Periodic Breathing)，偵測範圍更廣闊，治療效果更佳。
系統還設有 SmartFlex 智易呼 功能，可追蹤和模擬您的呼吸節奏及速度，令您用機時的呼吸更覺自然暢順。
- 新研製超強馬達**
新馬達由美國DeVilbiss原廠工程師為全新 DeVilbissBlue 藍爵系列特別研製。操作極其寧靜，性能強勁穩定，質素遠超一般馬達表現。



(產品規格)

- 體積: 呼吸機 9.4 x 15.5 x 15 厘米
呼吸機+濕潤機 16.1 x 15.5 x 19.3 厘米
- 重量: 呼吸機 0.9 公斤 / 呼吸機+濕潤機 1.75 公斤
- 輸出氣壓範圍: 3-20 厘米水柱 (cmH2O)
- 航空運輸認可，可攜帶上飛機。

睡眠呼吸機售價及租金

型號	類別	租機	買機
DV64	中階級 (自動調壓)	每月 \$1,600 按金 \$3,000	原價 \$22,000 折價 \$20,000



POINT 2 系列

POINT 2 系列衛生署醫療儀器表列號碼 (HKMD No.: 130327)

point series



香港唯一代理商
香港原廠代理保養



德國製造

HOFFRICHTER

產品特徵

- 名廠出品**
Hoffrichter為德國名廠，擁有20多年研製呼吸機經驗，信心保證。
- FLEXLINE 高智能氣壓調節系統**
根據您呼吸的頻率及深淺度，輸出跟您最貼近的氣壓變化模式，從而達到和諧低壓度的舒適感覺。
- 獨有五級靈敏度 (STEEPNESS)**
隨個人的喜好調節到您感滿意的感應靈敏度，從而控制氣壓變速時的快慢節奏，令您享稱心的效果。
- 其他功能**
內置記憶容量強大，可儲存高達365日的用機資料。

獨有自動校準功能 (Auto-calibration)，自動偵測接駁到呼吸機的面罩，按不同面罩的阻力自動作出微調，令輸出的氣壓更細緻精準。

- 自動校準功能 (Auto-calibration)
按您已選擇的面罩作阻力微調校準，令輸出的氣壓更精準細緻。
- FLEXLINE氣壓調節系統
緊隨您的呼吸節奏，提供個人化的呼氣減壓調節，給您最舒適的治療效果。
- 強大記憶容量，可儲存高達365日的用機數據。

(產品規格)

- 體積: 17 x 22 x 9.5 厘米
- 重量: 重1.42公斤。
- 非常寧靜，只26分貝

睡眠呼吸機售價及租金

型號	類別	租機	買機
Point2 Auto	自動調壓機	每月 \$1,300 按金 \$2,000	原價 \$21,000 折價 \$17,850
Point2 Standard	連續正氣壓機	每月 \$600 按金 \$1,000	原價 \$9,800 折價 \$8,500



面罩及其他配件

鼻罩

- 獨家發售 美國 D100 矽膠鼻罩
- 獨家發售 美國 Elan 布織鼻罩
- 獨家發售 德國 J300 矽膠鼻罩
- 紐西蘭 Eson2 矽膠鼻罩
- 美國 Aura 啞喱鼻罩
- 墨西哥 Topaz 下巴帶 *解決用口呼吸問題

喉管架

下巴帶

口鼻罩

- 紐西蘭 Simplus 矽膠口鼻罩
- 獨家發售 美國 Anew 布織口鼻罩
- 獨家發售 美國 D150 矽膠口鼻罩
- 美國 Mojo 啞喱口鼻罩

鼻腔管

- 獨家發售 德國 J200 矽膠鼻腔管
- 德國 BMC P2 矽膠鼻腔管

面罩墊

- RemZzzs™ 棉質面罩墊
- Boomerang Gel Pad 啞喱面罩墊 *解決敏感或漏氣問題

加熱濕潤器

- 獨家發售 睡的般系列專用 *解決口鼻乾問題
- 獨家發售 藍爵系列專用 *解決口鼻乾問題
- 獨家發售 Point2系列專用 *解決口鼻乾問題