

睡眠呼吸機配件

1 鼻罩



2 鼻腔管



3 口鼻罩



4 其他配套



專業地位 社會認同

1. 27年的經驗

康家醫療有限公司自1993年正式成立以來，一直致力於提供優質的睡眠呼吸產品及服務。多年的經驗讓我們更了解客戶的需要，使我們精益求精，帶給顧客更貼心週到的關心與承諾。

全賴27年來客戶給予我們的信心、支持及意見，不單使我們可以屹立不倒，並且在業內屢創高峰。

2. 香港衛生署表列醫療儀器進口商 證書編號：IMP080001*



* 進口商獲表列並不表示其醫療儀器產品獲表列



我們一直對新儀器的挑選及審查，均抱著嚴謹細心的態度，確保我們的顧客能享用最安全及最先進的產品。我們所代理的國際著名品牌，均通過世界認可最高標準美國食品及藥物管理局 (FDA) 及多家認證機構的審批。

3. 屢獲報章邀請 提供專業意見

康家醫療有限公司擁有豐富和專業的知識，故常獲邀參與報章的專題採訪及電台與電視台的新醫療產品介紹。



4. 國際認可專業人士提供真正專業的服務

由美國BRPT頒發RPSGT睡眠圖表分析師專業資格，康家醫療有限公司提供由睡眠測試至呼吸機治療等「一條龍」的專業意見及服務。



5. 完備的網站 大獲好評

康家醫療有限公司網站 www.homecare-medical.com 除提供詳細公司及產品資料，更刊登一系列的睡眠窒息症資訊，一個集教育、產品服務資料及市場最新動向於一身的平台，讓大眾瀏覽。資料之豐富，獲公眾多次好評。

陳列室遍港九 開放時間特長

為方便生活繁忙的顧客，我們於荔枝角、尖沙咀及銅鑼灣均設有陳列室，位置就近港鐵站。客人可致電作特別預約，安排非辦公時間內蒞臨陳列室試機，或安排職員提供上門試機服務。

優質呼吸機品牌 全港最多

獨家代理多個國際品牌，包括著名美國品牌 DeViBiss Healthcare 及德國品牌 Hoffrichter 等等。機款選擇繁多，各有其獨特的優點。包羅萬有的選擇，令顧客必能選購到一部稱心滿意的睡眠呼吸機。

買機優惠特多

凡於本公司購買睡眠呼吸機，可享以下多重優惠：

- 「康家醫療教室」季刊送到客戶府上，內文輯錄了有關睡眠窒息症的最新國際醫學文獻中英文版，提高呼吸機用戶對睡眠窒息症的認識。
- 定期通知客戶本公司所推出的最新優惠詳情，令客戶得到最優惠的待遇。

試機室環境舒適 專人講解專業詳細

陳列室設獨立房間及睡床，顧客可安靜地試用不同的機款，配合專業人員在場的詳盡講解及指導，顧客必能對自己的睡眠問題及各呼吸機功能有深入的了解。



保養服務 卓越齊全

所有睡眠呼吸機皆有兩年全包保養，保養期內服務包括：

- 免費安裝及用機指導
- 免費維修及更換零件(人為損毀除外)
- 免費檢查及洗機(十次)
- 免費血氧測試(自動機六次，定壓機一次)
- 維修期免費借用機
- 免費下載及講解用機報告服務(只限自動機適用)
- 24小時緊急服務熱線



九龍總公司

九龍荔枝角長裕街15號永明工業中心4樓1-3室
(荔枝角港鐵站A出口)
電話：2402 2188 傳真：2411 2323



港島陳列室

銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心12樓1206室
(銅鑼灣港鐵站F出口)
電話：2882 7922 傳真：2882 7911



九龍陳列室

尖沙咀堪富利士道3-3A號時財大廈10樓B室
(尖沙咀港鐵站A2出口)
電話：2992 0226 傳真：2992 0079

www.homecare-medical.com

The HomeCare Medical Ltd.



康家醫療

一站式睡眠呼吸機專門店

保證所有
睡眠呼吸機
操作指導及售後支援
由儀器製造商培訓
技術員提供

SLEEP CUBE
智的骰
自動調壓睡眠呼吸機
AutoAdjust CPAP



朱咪咪大力推薦的信心品牌

睡眠健康大使
朱咪咪

www.homecare-medical.com

查詢熱線 2402-2188

衛生署表列醫療儀器進口商 (表列號碼：IMP080001)*

* 進口商獲表列並不表示其醫療儀器產品獲表列

自動調壓及自動雙氣壓 睡眠呼吸機系列 Auto CPAP & AutoBiPAP

全新 自動調壓睡眠呼吸機系列 Auto CPAP

DeVilbiss 智慧型自動調壓睡眠呼吸機

智的般 SLEEP CUBE AutoPlus DV54

美國製造



- 美國DeVilbiss Healthcare研製
- 機身連內置火牛僅重1.25公斤，體積 3.6" x 6.4" x 6.8"
- 僅26分貝

衛生署表列號碼 HKMD No. 140002

DeVilbiss 智慧型自動雙氣壓睡眠呼吸機

智的般 SLEEP CUBE AutoBiLevel DV57

美國製造



- 美國DeVilbiss Healthcare研製
- 機身連內置火牛僅重1.25公斤，體積 3.6" x 6.4" x 6.8"
- 僅26分貝
- 廣濶氣壓範圍：3-25cmH₂O
- 自動調節用家對吸氣和呼吸氣的壓力需求

衛生署表列號碼 HKMD No. 140002


產品特徵

SmartFlex 智易呼 & SmartCode智醒碼 個人化舒適氣壓調節系統


準確追蹤每次吸氣與呼氣的時間，模擬用機者呼氣與吸氣週期，作出適當的氣壓調整。於吸氣時保持治療所需要氣壓，而呼氣時則減低輸出的氣壓，緩和呼氣阻力，令呼吸更舒適自然，達至舒適度最高的治療。

詳細功能特徵包括：
提供多項舒適級數設定（可隨個人節奏自由配搭）

1. 減壓幅度：設1-3級，級數代表在呼氣時段氣壓降低的幅度。
例：設於1級時，則呼氣時段風壓會降低1度。



2. 氣壓變化速度：設0-5級。
0代表變速最快，5代表變速最慢。
此設定可隨著個人的呼吸快慢與節奏去調節。



產品特徵

SmartCode智醒碼 高科技遙距監測系統



• 全球首創獨一科技，簡單、快捷、易用。

網上存取即時數據
- 只須將你呼吸機顯示屏上的智醒碼輸入到網站 www.intellipap.com，便可即時看到多項用機資料的分析圖表及數據。



DeVilbiss 科技型自動調壓睡眠呼吸機

藍爵系列 DeVilbiss BLU[≈] AutoPlus DV64

美國製造



- 氣壓範圍：3-20cmH₂O
- 重0.9公斤(外置火牛)，體積 9.4 x 15.5 x 15cm
- 操作寧靜，音量少於26分貝

衛生署表列號碼 HKMD No. 140002

產品特徵

- SmartFlex 呼氣減壓
- SmartCode 智醒碼 (加強版)
- SmartCode Rx 智醒碼 Rx
- 藍牙血氧測量儀
- 內置 SmartLink 3.0
- 可連接省水模式加濕器
- 響鬧功能

手機無線通訊系統

- 支援 Android 和 iOS 手機用戶
- 亦可與個人電腦進行遠程連接



連接藍牙血氧監測儀

藍爵系列內置藍牙功能，可以連接到指定藍牙血氧監測儀，記錄長達100小時的血氧數據，以作分析報告之用。數據亦可實時顯示在呼吸機屏幕上。



輕巧型睡眠呼吸機系列

Transcend[®] 旅行用 迷你睡眠呼吸機

美國製造



T365 miniCPAP™

- 機身連超薄濕潤器僅重1.7磅，約重0.78公斤
- 體積7.8" x 3.8" x 4.5"
- 附全球通用電壓火牛及電線
- 氣壓範圍：4-20cmH₂O
- 可額外選購電池P10延長使用時間

配有一體化超薄濕潤機，只在吸氣時釋放濕氣，達到潤濕治療效果，並有效節省用水量及電量。且透過Capillary Force Vaporized™ (CFV) 技術特設30分鐘吹風模式，可保持機件乾爽免因入水問題而故障。透過彩色LCD屏幕讀取初步用機情況，連接互聯網更可查閱多項用機數據。



連續正氣壓睡眠呼吸機系列 CPAP

DeVilbiss 寧靜型 連續正氣壓睡眠呼吸機

美國製造



SLEEP CUBE Standard 靜的般
SLEEP CUBE Standard Plus DV51(標準版) 及 DV53(加強版)

- 僅26分貝
- 美國DeVilbiss Healthcare 研製
- 機身連內置火牛僅重1.25公斤，體積3.6" x 6.4" x 6.8"

加強版 增設先進“智易呼”功能 SmartFlex 智易呼 個人化舒適氣壓調節系統

準確追蹤每次吸氣與呼氣的時間，模擬用機者呼氣與吸氣週期，作出適當的氣壓調整。於吸氣時保持治療所需要氣壓，而呼氣時則減低輸出的氣壓，緩和呼氣阻力，令呼吸更舒適自然，達至舒適度最高的治療。



DeVilbiss 雙氣壓睡眠呼吸機

美國製造



雙的般 SLEEP CUBE BiLevel S DV55
SLEEP CUBE BiLevel ST DV56

- 操作相當寧靜，只26分貝
- 美國 DeVilbiss Healthcare 研製
- 輕巧玲瓏，機身連內置火牛，僅重1.25公斤，體積3.6" x 6.4" x 6.8"
- 配合軟件套裝使用，可查看詳細用機報告



雙氣壓睡眠呼吸機 BILEVEL

Hoffrichter[®] Trend II ST20, ST30

德國製造



- 高質量馬達，氣壓輸出相當精準穩定
- 重2.3公斤，體積 8.6" x 7.8" x 4.2"
- 操作相當寧靜，只26分貝



自動調壓睡眠呼吸機

型號	推廣價	按金	月租	配件費
智的般 DV54	\$18,800 \$15,980	\$2,000	\$1,300	\$1,000 (標準鼻罩、頭帶及6呎氣喉)
智的般 DV64	\$22,000 \$20,000	\$3,000	\$1,600	\$1,200 (標準鼻罩、頭帶及6呎氣喉)
輕巧型 T365	\$14,800	-	-	-

連續正氣壓睡眠呼吸機

型號	推廣價	按金	月租	配件費
靜的般 DV51	\$6,800 \$6,120	\$1,000	\$600	\$1,000 (標準鼻罩、頭帶及6呎氣喉)
靜的般 DV53	\$9,800 \$8,500	\$1,000	\$700	

雙氣壓睡眠呼吸機

型號	推廣價	按金	月租	配件費
自動雙氣壓 DV57	\$26,000 \$22,000	\$3,000	\$1,500	\$1,000 (標準鼻罩、頭帶及6呎氣喉)
雙的般DV55 (S-Mode)	\$23,000 \$19,800			
雙的般DV56 (ST-Mode)	\$38,000 \$34,000	\$3,000	\$2,000	
Trend II ST20	\$38,000	\$3,000	\$1,800	
Trend II ST30	\$45,000	\$4,000	\$2,200	

其他配套

型號	推廣價	按金	月租
加熱濕潤器 DV5HH	\$2,000	\$500	\$150
省水模式加熱濕潤器 DV6HHPD	\$2,300	\$800	\$200
Trend II 加熱濕潤器	\$2,000	\$500	\$150
記憶下載套裝 (只適用於智的般DV54)	\$3,000 \$1,500	-	-

如客人租機後一個月內轉買機，按金、租機費及配件費均可全數退回