

成立於1993年，康家醫療一直為病人及醫療機構提供高效的醫療儀器及服務。擁有與各大醫院及診所的強大合作網絡，我們時刻確保病人能根據醫生處方得到準確、有效及安全的治療。

美國DeVilbiss Healthcare為康家醫療於香港的獨家代理品牌超過20年之多，合作關係緊密。此美國品牌乃其中一個全球最常被醫生推薦的呼吸科醫療儀器品牌，產品獲美國食品及藥物管理局(FDA)認證。

DeVilbiss Healthcare
香港唯一的合法代理商授權書

Sleep Therapy on ALL CPAP
(睡眠呼吸機治療)

Oxygen Therapy
(氧氣治療)

Aerosol Therapy
(藥物化霧治療)

Suction Therapy
(抽痰治療)



DeVilbiss Healthcare 頒予「康家醫療」的嘉許獎狀



九龍 荔枝角 總公司
荔枝角長裕街 15號永明工業中心4樓1-3室
電話：(852) 2402-2188



九龍 尖沙咀 陳列室
尖沙咀堤富利士道3-3A號時財商業大廈10樓B室
電話：(852) 2992-0226



港島 銅鑼灣 陳列室
銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心12樓1206室
電話：(852) 2882-7922

www.homecare-medical.com

抽痰機及藥物化霧器



香港唯一代理商
www.homecare-medical.com
(852) 2402-2188

VacuAide QSU

抽痰機
7314P-U



這款超靜音的抽痰機設置簡單電源開關和旋鈕真空調節壓力錶，讓輕鬆調教及清楚查看所需的吸力。

- 噪音水平低至55分貝，同時具有良好的吸力性能
- 配有存放抽痰機和配件的手提袋可方便攜帶
- 符合國際標準 EN ISO 10079-1

AirForce Mini 是電池充電的手掌微型藥物化霧器，讓用戶在辦公室、學校、路途上隨時操作使用。

現代壓縮機技術設計，微型藥物化霧器可製造高份量的霧粒給予治療上下呼吸道疾病。擁有卓越的表現和功能，此藥物化霧器適合成人和兒童使用，是最理想霧化治療的選擇。

- 市面上最細小的藥物化霧器
- 低噪音45分貝水平
- 內置充電電池及設置LED顯示供電狀態
- 時尚外型設計
- 簡單方便使用
- 輕型

尺寸：	20.3厘米(8英寸) x 22厘米(9英寸) x 21.1厘米(8英寸)
真空吸力範圍：	50 - 550 mmHg ± 10%
空氣流量：	27升/分鐘
一次性集液器容量：	800ml (cc)
可再用集液器容量：	1200ml (cc) 可另選擇使用
運作模式：	間斷式 - 每半小時操作後須半小時停機休息
電壓：	100 - 240V, 50/60 Hz
重量 (包括集液器)：	3.0公斤 (6.6磅)

AirForce Mini

迷你藥物化霧器
MQ6010



AirForce One

藥物化霧器
MQ5900-UK



AirForce One 藥物化霧器提供有效及可靠的霧化治療。操作簡易及耐用，成人和兒童患者適用。

- 機身置有把手柄，方便提取使用
- 配有所需配件和手提袋，易於攜帶

尺寸：	11.1厘米(4.4英寸) x 6.8厘米(2.7英寸) x 4.5厘米(1.8英寸)
霧粒(MMAD)：	4.12微米
空氣流量：	0.15升/分鐘
霧化速率：	0.25毫升/分鐘
電壓：	230V, 50Hz
重量：	0.217公斤 (0.5磅)

尺寸：	14厘米(6英寸) x 19厘米(7英寸) x 9厘米(4英寸)
霧粒(MMAD)：	3.16微米
噪音：	52分貝
空氣流量：	5.31升/分鐘
霧化速率：	0.4毫升/分鐘
電壓：	230V, 50Hz
重量：	1.5公斤 (3.3磅)

PulmoAide

藥物化霧器
5650I



此現代造型、耐用性高和易用性的藥物化霧器成為家庭或醫院/診所治療哮喘的理想選擇。

- 壯碩穩健設計
- 配有一次性藥物化霧容器
- 內置儲物箱可存放藥物化霧容器和喉管備用
- 機身設有把手柄，便於提取
- 容易設置，瞬間便可使用
- 霧粒(MMAD) 3.6 - 4.0微米霧化功能可將75%的藥物存入肺部
- 高流量輸出，減少治療時間

尺寸：	17 厘米(6.5英寸) x 26 厘米(10.1英寸) x 27 厘米(10.5英寸)
霧化速率：	>0.15毫升/分鐘
壓縮空氣流量：	12升/分鐘
霧粒(MMAD)：	<5微米
電壓：	230V, 50Hz
重量：	3.2公斤 (7.1磅)

UltraNeb

超聲波化霧器
U3000



此高流量輸出超聲波藥物化霧器，為幫助濕潤呼吸氣道、清除痰液及藥物化霧治療的最佳選擇。

- 空氣流量輸出和霧化速率可有4種調教設定及0-60分鐘的計時功能
- 儲藥容器未連接妥或乾涸、藥物化霧時間完結、或儀器故障時，設置警報功能會響起
- 任何無菌水適合使用

尺寸：	20.5厘米 (8英寸) x 32厘米 (12英寸) x 19厘米(7英寸)
霧化速率：	3毫升/分鐘
氣流量：	最高20升/分鐘
霧粒(MMAD)：	<4微米
超聲頻率：	1.68 MHz ± 5%
電壓：	230V, 50Hz
重量：	3.5公斤 (7.7磅)