



荔枝角 · 尖沙咀 · 銅鑼灣



DeVilbiss  
HEALTHCARE

iGo2  
便攜式氧氣機

BMC  
G3 B30VT  
雙氣壓呼吸機



雙氣壓呼吸機

氧氣機

血氧監測儀

租賃  
服務

查詢熱線 2402-2188

九龍 荔枝角 總公司

荔枝角長裕街15號永明工業中心4樓1-3室  
Units 1-3, 4/F, Wing Ming Industrial Centre, 15 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok  
電話: (852) 2402-2188

九龍 尖沙咀 陳列室

尖沙咀加連威老道10號加威中心7樓702室  
Room 702, 7/F, Grandmark, 10 Granville Road, Tsim Sha Tsui  
電話: (852) 2992-0226

港島 銅鑼灣 陳列室

銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心12樓1206室  
Rm 1206, 12/F, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay  
電話: (852) 2882-7922



康家醫療

衛生署表列醫療儀器進口商 (表列號碼: IMP080001\*)

\* 進口商獲表列並不表示其醫療儀器產品獲表列



## 雙氣壓呼吸機 BI-LEVEL ST

HOFFRICHTER  
SERVONA RESPIRATORY CARE

獨家代理



### HOFFRICHTER 雙氣壓呼吸機 ST-MODE VENTILATOR 型號：LAVI 40

氣壓範圍：7-40cmH2O  
體積：長21.5 x 寬20.3 x 高11.5 厘米  
重量：2.2公斤

- 內置後備電池，並可加配外置充電電池，方便戶外時用或作停電後備。
- 可直接駁氧氣機使用，並實時顯示給氧分率 (FiO2)。
- 齊備多個治療模式選項- PCV / APCV / PSV / PSV-S / P-SIMV / CPAP。
- 12種警報響鐘供選擇。
- 彩色顯示屏，實時顯示各用機參數。
- 獨家HST靜音技術，採用高質渦輪機，寧靜之餘令輸出氣壓極其精準。

BMC

獨家代理



### BMC G3系列 雙氣壓呼吸機 ST-MODE BIPAP 型號：B30VT

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 220214

氣壓範圍：4-30cmH2O  
體積：長26.5 x 寬14.5 x 高11.4 厘米  
重量：1.7 公斤

- 操作寧靜，26分貝以下。
- 智能濕潤器- 感應周邊空氣濕度，自動調到最理想的濕潤水平。
- 配件更換提示。
- 內置記憶咭- 可儲存546小時用機數據。
- 3.5吋彩色顯示屏，實時顯示各用機參數；介面清晰，容易操作
- 設多項重要警報響鬧- 如停電、面罩漏氣、氣壓過高/過低等..

自選項目：

- 過敏人士可選擇轉用為G3系列呼吸機特製的高效PM2.5過濾綿。
- 可直接接駁血氧監測裝置，並將血氧數據自動儲存於呼吸機內置記憶咭中。
- 設外置充電電池。




SD Card



Wi-Fi



iCode / iCode QR / iCode QR+



PM2.5過濾綿



血氧監測裝置



外置充電電池

BMC

獨家代理



### BMC G2S系列 雙氣壓呼吸機 ST-MODE BIPAP 型號：B25T

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 220214

氣壓範圍：4-25cmH2O  
體積：長27.4 x 寬18.4 x 高11.5 厘米  
操作音量：30分貝以下

- 設警報響鬧功能。
- 可配外置充電電池、血氧監測。

## 氧氣機 OXYGEN CONCENTRATOR

DeVilbiss  
HEALTHCARE

### DEVILBISS 製氧機 便攜式 型號：iG02

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 200448

氧氣流量：每分鐘1-5公升  
體積：長8.9 x 寬21.8 x 高21.3 厘米  
重量：2.2公斤(連電池)

- 附肩揸式手提袋，易於攜帶。
- SmartDose技術，自動調節製氧量並實時按用者需要供氧。



獨家代理

DeVilbiss  
HEALTHCARE

### DEVILBISS 製氧機 5L 型號：525KS

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 200448

氧氣流量：每分鐘1-5升  
體積：長34 x 寬30 x 高62 厘米  
重量：16.3公斤  
低電量：310W

- 附氧氣濃度監測儀OSD，確保安全穩定。



獨家代理

DeVilbiss  
HEALTHCARE

### DEVILBISS 製氧機 10L 型號：1025KS

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 200448

氧氣流量：每分鐘1-10L  
體積：長34 x 寬30.4 x 高62.2 厘米  
重量：19公斤

- 附氧氣濃度監測儀OSD。



獨家代理

## 血氧監測儀 OXIMETER

NONIN



便攜式  
型號：2500A

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 180213

NONIN



手指式  
型號：9590

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 180091

NONIN



坐枱式  
型號：7500

► 衛生署表列醫療儀器號碼：HKMD 180090

康家醫療  
HomeCare Medical  
Since 1993

## 服務承諾

- 醫院內免費試機
- 專人上門指導用機
- 免費送貨服務
- 出院即日送機服務
- 24小時緊急熱線
- 與醫院/診所保持緊密聯繫，提供準確及時的醫療服務



設24小時  
緊急支援熱線

